

GEWA Omni

Die Umfeldsteuerung mit integriertem GSM-Telefon

Behinderte Menschen haben häufig nicht mehr die Möglichkeit Telefon, Fernseher, Fenster, Türen, Licht, Pflegebett usw. selbstständig zu bedienen. Der GewaOmni ist in diesen Fällen der Schlüssel zur Abhilfe. Die Bedienung erfolgt im einfachsten Fall über die abgebildeten Tasten, die nach Ihren Bedürfnissen programmierbar sind. Alternativ kann das Gerät durch Anschluss eines Sensors oder Rehatasters im Scanning-Verfahren bedient werden.

Im einfachsten Fall geht das so: Sensor kurz auslösen und die Tasten auf dem Display erleuchten nacheinander z.B. im Sekundenabstand. Erleuchtet die Taste die Sie gerne bedienen wollen, z.B. die Taste für das Abheben des Telefons (Sonderzubehör), so lösen sie den Sensor einfach noch einmal aus. Es gibt eine vielfältige Auswahl an Sensoren, bis hin zu Sensoren, die man per Zunge oder gar per Lidschlag auslösen kann.

Funktionen

- Anschluss beliebiger Reha-Sensoren
- Farbdisplay und Sprachausgabe
- Leistungstarker IR-Sender und Funk
- Integriertes GSM Telefon mit Freisprechfunktion
- Über 250 IR-Funktionen
- Bedienungsmöglichkeit über den E-Rollstuhl mit optionaler Computerbedienung
- Vorort konfigurierbar auch ohne PC
- Makrofunktionen
- Kundenspezifische Symbol- und Funktionsgestaltung

Lieferumfang

- Netzteil
- MicroSD Karte zur Datensicherung
- Bedienungsanleitung

