



nanusPhone die universelle Telefonhalterung

Die nanusPhone Halterung erlaubt die schnelle Montage und flexible Positionierung eines Telefons und ist insbesondere für behinderte Menschen konstruiert die in der Regel eine flexible Montage im Rollstuhlumfeld bei gleichzeitig hoher Steifigkeit der Halterung wünschen. Die besonders fest sitzende Halterung erlaubt unter Anderem die Bedienung des Telefons per Mundstab oder Tipphilfe und bietet Telefonen im Breitenbereich von 43-70mm festen Halt. Für besondere Montagebedingungen sind auf Anfrage alternative Halterungskomponenten erhältlich.

Wollen Sie das Telefon über andere Methoden, wie z.B. über die Rollstuhlsteuerung, per Sprache, Kopf- oder Augenbewegung bedienen, so bietet Ihnen ergoMotix im Rahmen seines Umfeldsteuerungsangebotes vielfältige Alternativmethoden an. Bei entsprechendem Befund werden diese Lösungen auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

Die nanusPhone Halterung kommt mit universellem Kugelgelenkadapter für die optionale Verwendung anderer Aufsätze, siehe Liste unten. Die einzelnen Aufsätze lassen sich in Sekundenschnelle und ohne extra Werkzeug wechseln. Die Nanus Befestigungsklemme erlaubt festen Sitz z.B. auf Rohren bis 32 mm Durchmesser. Durch das zentrale Feststellrad lassen sich die 3 Hauptgelenke mit einem Handgriff fixieren.

Telefonbreiten:	43-70mm
Länge der Halterung ohne Klemme/Aufsatz:	ca. 25 cm
Anzahl Gelenke:	4
Klemmentyp:	Tisch/Rohr
Klemmenspannweite bis zu:	42 cm

Verfügbare alternative Aufsätze (auch passend zu unseren Joiny- und MagicArm-Halterungen):

- PikoButton oder BuddyButton Halterung
- Federklemme z.B. für Schläuche bis 32 mm
- Telefonhalterung mit verstellbarem Telefonbreitenadapter
- Gewa CP Halterungsschale Plastik oder Metall
- Gewa Omni Einlegeschale
- HMC easyRyder / Permobil MagicDrive MC – Halterung
- Proteor Keo – Halterung