

**GSM Personenruf GH3000+**  
mit Anschluss für  
externem Auslösetaster



**GSM-Telefonwählgerät und Ortungsgerät Teletonika GH3000+**

GPS-Ortung und Personenruf per SMS, eMail oder automatischem Gesprächsaufbau. Auslösbar per integriertem Knopf oder über den integrierten 3,5mm Klinkensteckeranschluss.

Mit dem GH3000+ wird GPS/GSM Ortung und Personenruf auf kleinstem Raum auch für Personen möglich, die die kleinen Tasten der gängigen Mobiltelefone nicht bedienen können. Das Gerät ist halb so groß wie eine Zigarettenschachtel und verfügt als Erweiterung zum Standart Teltonika GH3000 über einen Anschluss für elektronische Hilfsmittel / Pflegehilfsmittel mit Personenruffunktion wie z.B. epiAlarm®; SecNurse, Leonardo Stirn- bzw. Zungensensor und anderen.

Das Gerät besitzt einen aufladbaren Akku, der für mehrere Stunden / Tage ausreichend Energie liefert. Es kann aber auch über das mitgelieferte Mini-USB-Netzteil oder über die Rollstuhlbatterien mit Spannung versorgt werden.

Das GH3000+ kann selbst eine Telefonverbindung aufbauen oder angerufen werden. Die Rufauslösung erfolgt über den integrierten Knopf im Gerät, oder über den am Klinkensteckeranschluss angeschlossenen externen Button. Ebenso können per Knopfdruck SMS oder eMails verschickt werden. Somit ist das Gerät ideal geeignet für behinderte Menschen und diverse Sonderanwendungen im Bereich der elektronischen Hilfsmittel.

In Verbindung mit dem ergoMotix twinSwitch® mini können Sie die Rufauslösung auch über einen bereits bestehenden Taster bewerkstelligen der schon eine Schaltaufgabe hat. Zum Beispiel der Ein- Ausschalter am Rollstuhl.

## **Funktionen**

- GPS Positionsüberwachung und Zeitstempel
- Aufzeichnen der GPS Position und Zeit in beliebig einstellbarem Intervall
- Empfangsstarker GPS-Empfänger, kann am Körper getragen werden
- Spurverfolgung, Alarmierung, GeoFencing einstellbar
- Aufzeichnung einer Fahrspur inkl. Richtungswechsel, Geschwindigkeit
- Alarmierung im Portal, per Email, SMS oder Anruf bei Problemsituationen
- Geofencing = geschützte Zonen, Meldung bei Betreten oder Verlassen
- Frei konfigurierbare Schalter und Bedienknöpfe
- Je nach Benutzerwunsch einstellbar: SMS, Telefonanruf, Notruf
- Langes oder kurzes Drücken löst unterschiedliche Funktionen aus
- Mehrfachfunktionen bei einem Tastendruck möglich, z.B. SMS + Anruf + GPS

## **Telefon integriert**

- Notrufverbindung möglich per Knopfdruck vom Gerät aus oder extern
- Gerät kann von jedem Telefon aus angerufen werden
- Telefon kann auf "laut mithören" eingestellt werden

## **Vielfältig Einsetzbar**

- Personenruf und Personenortung für den Rollstuhl bzw. E-Rollstuhl
- Personenruf per SMS / Telefonverbindung für Personen mit eingeschränkter Mobilität
- Anschluss für die gängigen Reha-Taster und Sensoren
- Personenruferweiterung und für Umfeldsteuerungen
- Personenrufsystem für diverse Pflegehilfsmittel

## **Technische Daten**

- Größe 92 x 44 x 18 mm
- Gewicht 80g
- Spannungsbereich 5 V (Mini-USB-Anschluß)
- Betriebstemperatur - 20°C - +60°C, Akkuladetemperatur: 5°C - 50°C
- Tasten 5 plus 3,5 mm Klinkenbuchse für die externe Auslösung
- Vibrationsalarm
- Akku Li-Ion Akku, 1050mAh, Laufzeit 6 h - 336 h
- Frequenzbereich Quadband 850/900/1800/1900 MHz (weltweit)
- GPS Empfänger SIRF Star III, 20 Kanäle
- Speicher Interner Speicher 1 MB, ausreichend für 17 Tage mit je einer Position pro Minute
- Statusanzeige Status-LEDs für GSM, GPS, Akkuladung
- Zubehör inklusive 220V Ladegerät, Mini USB Kabel